

Saque el mayor partido a su sistema Phonak CROS B



Phonak CROS B en el oído con peor audición

Audífono Phonak Belong en el oído con mejor audición

Beneficios de niveles de rendimiento

Superior	<ul style="list-style-type: none"> • Comprensión en entornos ruidosos (activación automática) • Comprensión en lugares con eco • Comprensión en el coche • Confort en entornos ruidosos • Restauración de la conciencia sonora en el oído con peor audición • Comprensión en entornos tranquilos
Avanzado	<ul style="list-style-type: none"> • Comprensión en entornos ruidosos (activación manual) • Confort en entornos ruidosos • Restauración de la conciencia sonora en el oído con peor audición • Comprensión en entornos tranquilos
Estándar	<ul style="list-style-type: none"> • Confort en entornos ruidosos • Restauración de la conciencia sonora en el oído con peor audición • Comprensión en entornos tranquilos
Essential	<ul style="list-style-type: none"> • Restauración de la conciencia sonora en el oído con peor audición • Comprensión en entornos tranquilos

Visión general de las funciones de Phonak CROS B

Niveles de rendimiento del audífono Phonak Belong	Superior B90	Avanzado B70	Estándar B50	Essential B30
Audífono Phonak en el modo micrófono	StereoZoom (automático)	StereoZoom (manual)	UltraZoom estándar	UltraZoom esencial
CROS B en el modo micrófono			Real Ear Sound*/Omnidireccional	Omnidireccional
Canales	20	16	12	8
Programas automáticos	5	4	3	2

*Solo modelos RIC



Phonak CROS B-13



Phonak CROS B-312



Phonak CROS B-13 Custom



Phonak CROS B-312 Custom